





TOMEY MR6000 ALL IN ONE



- ✓ תוצרת TOMEY יפן .
- ✓ פרקציה ברמת דיוק אולטימטיבית . מצב ייחודי לקטרקט , ראייה ירודה , וניסטגמוס .
- ✓ מיפוי קרנית .
- ✓ קרטומטריה פרופריאלית וזיהוי אוטומטי של צילנדר אי רגולרי .
- ✓ פאף טונומטר בשיטת Air flow control (עדין במיוחד) – בלעדי לTOMEY . מעולה לפציינטים רגישים ו Post Lasik .
- ✓ אבחון מלא לעין יבשה: 6 מדידות שונות (blinking, tear film, Meibomian glands and conjunctiva)
- ✓ פכימטריה .
- ✓ מערכת עקיבה 3D . בדיקה מלאה בלחיצת כפתור !
- ✓ המכשיר המהיר מכולם – מעבר מפרקציה לפאף טונומטר ב 3 שניות בלבד!



פרקציה ל LOW VISION ודיופטר גבוה



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il