

מכשור רפואי / אופתלמי

קטלוג מוצרים



SKYMED 

סקיימד בע"מ

SKYMED

לקוחות יקרים,

לאחר עשר שנות פעילות רוויות עשיה, ברצוננו להודות לכם - לקוחותינו, על חלקכם בהצלחתנו.

במהלך השנים הגדלנו את פעילותנו, קיבלנו נציגויות חדשות והרחבנו את סל המוצרים ואת יכולת מתן הפתרונות המותאמים לצרכי הלקוח.

לרשותכם עומד צוות מקצועי ומיומן : 3 אנשי שטח, 4 טכנאים ו- 2 מתאמות שרות.

ברשותנו מגוון מוצרים ייחודיים המהווים אבני דרך מבחינה טכנולוגית המיוצגים ומופצים על ידינו באופן בלעדי.

כמו כן ברשותנו מבחר גדול של כל סוגי המכשור הקיים : אוטורפרקטומטרים, לנסמטרים, מכשירי מיפוי קרנית, מנורות סדק, מסכי בדיקות, עמדות בדיקה (יוניט) לייזרים, OCT ועוד.



הנכם מוזמנים למתחם המשרדים שלנו : 500 מ"ר הכוללים מעבדת תיקונים משוכללת ומתקדמת ואולם תצוגה גדול בו מוצגים כלל המוצרים.

אנו גאים להציג בפניכם מקצת מתוך מגוון המוצרים הגדול שברשותנו. בחרנו להתמקד במוצרים ייחודיים שנותנים לכם ערך מוסף הן מבחינה תדמיתית והן מבחינה מקצועית ומסחרית.

לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



מציגים SKYMED

מבחר מכשירי מיפוי מתקדמים



VISIONIX
VX100/110



VISIONIX
VX205



VISIONIX
VX120/130



TOMEY
TMS 5
POSTERIOR & ANTERIOR



TOMEY
CASIA 2
AS OCT & TOPOGRAPHY



TOMEY
MR6000



TOMEY
TMS4



VISIONIX
VX650

WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



מציגים SKYMED

נבחרת אוטורפרקטומטרים מנצחת!



VISIONIX
EYE REFRACT



VISIONIX
VX100/110



VISIONIX
VX650



VISIONIX
VX120/130



TOMEY
MR6000



TOMEY
RC5000



Righton
SPEEDY-K2



VISIONIX
VX90



plusoptix
A12C



Righton
RETINOMAX



unicos
URK900F



unicos
URK700

WWW.SKYMED.CO.IL







אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



OCT מקטע קדמי כולל מיפוי קרנית - CASIA 2



- ✓ תוצרת TOMEY יפן
- ✓ מצבי מדידה ייחודיים לגלאוקומה קטרקט וקרנית .
- ✓ חישובי עדשות, BARETT – חיבור ישיר לביומטר TOMEY, לצורך חישובים משולבים.
- ✓ מיפוי קרנית באמצעות לייזר . פחות משניה למדידה כולל קרנית אחורית ומפת אפיתל .
- ✓ כל סוגי הסריקות האפשריות: RADIAL , CROSS SECTION , RASTER (לא קיים במכשירים אחרים) .
- ✓ רזולוציה גבוהה ביותר, 13 מ"מ עומק חדירה ו 16 מ"מ רוחב סריקה .
- ✓ מהירות סריקה גבוהה ביותר (50,000 A-SCANS בשנייה)
- ✓ מדידת זווית היקפית, 360 מעלות ואפשרות הדמיה תלת ממדית של כל המקטע הקדמי .
- ✓ תפעול אוטומטי בלחיצת כפתור אחת .



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

מציגים SKYMED 
VISIONIX VX650

חשבתם שבמכשיר המשולב של ויזיוניקס יש כבר הכל ?
אז חשבתם...
עכשיו גם מצלמת הרשתית בפנים !








המכשיר היחידי שמבצע רפרקציה , מיפוי קדמי ואחורי , לחץ תוך
עיני , צילום פונדוס , פכימטריה , אברומטריה , אבחון לעין יבשה ,
מצלמת קטרקט, צילום לשכה קדמית , חישוב זווית , ועוד ועוד.
17 בדיקות במכשיר אחד !

לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il





WWW.SKYMED.CO.IL : לפרטים נוספים

tzah@skymed.co.il 050-7999878 רופאים ובתי חולים: צחי קמחי

rahav@skymed.co.il 054-3484023 אופטיקה ורשתות: רהב בינדר



SKYMED

מזמינים אתכם

לעתיד



VISIONIX

VX130+

VX120+



- ✓ תוצרת ישראל.
- ✓ אוטורפרקטומטר wave front.
- ✓ מיפוי קרנית קדמי
- ✓ מיפוי קרנית אחורי ב VX130 –חדש !
- ✓ אברומטר קורניאלי ואוקולרי .
- ✓ פכימטר (עובי קרנית).
- ✓ פאף טונומטר (לחץ תוך עיני).
- ✓ מצלמת קטרקט משוכללת כולל קלאסיפיקציה של סוג הקטרקט.
- ✓ פיענוח לשכה קדמית (OCT).
- ✓ שיימפלוג.
- ✓ הדמיית ראיית יום ולילה .
- ✓ הדמיית פלורסאין לעדשות מגע.
- ✓ אבחון לעין יבשה (אופציונאלי)



10 בדיקות בלחיצת כפתור אחת.....

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



מציגים






SKYMED



TOMEY MR6000 ALL IN ONE



- ✓ תוצרת TOMEY יפן.
- ✓ פרקציה מדויקת ביותר.
- ✓ מצב ייחודי לקטרקט , LOW VISION , וניסטגמוס
- ✓ מיפוי קרנית וזיהוי קרנית אי רגולרית .
- ✓ פאף טונומטר בשיטת AIR FLOW CONTROL (עדין במיוחד) מעולה
- ✓ לפציינטים רגישים ו POST LASIK .
- ✓ אבחון מלא לעין יבשה (6 מדידות שונות): MEIBOMIAN , TEAR FILM , BLINKING . CONJUNCTIVA , GLANDS
- ✓ מערכת עקיבה 3D. בדיקה מלאה בלחיצת כפתור
- ✓ המכשיר המהיר מכולם. מעבר מפרקציה לפאף טונומטר ב 3 שניות בלבד!



פרקציה ל LOW VISION ודיופטר גבוה

לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



מציגים SKYMED

EYE REFRACT™


פריצת דרך אדירה בתחום הרפרקציה!!!

מידת רפרקציה בינוקלורית מדויקת, אובייקטיבית וסובייקטיבית בלחיצת כפתור.



- ✓ חידוש עולמי תוצרת **VISIONIX** ישראל.
- ✓ טכנולוגיה בלעדית - פטנט רשום.
- ✓ מכשיר ייחודי, המאפשר מדידת רפרקציה דינמית ותיקון הליקוי הרפרקטיבי באופן סימולטני.
- ✓ מדידה דו עינית מלאה כולל איזון, ב 15 שניות.
- ✓ מדידת אברציות דו עינית.
- ✓ חוסך לבודק חלק ניכר מתהליך הבדיקה.
- ✓ נשלט על ידי WIFI + TABLET מובנה.
- ✓ מתן פתרונות למרשמים מורכבים.

המכשיר היחיד מסוגו בעולם !!!



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il





TMS 5 מערכת מיפוי קרנית קדמית + אחורית -

תוצרת TOMEY יפן



- ✓ מערכת משולבת שיימפלוג + פלסידו.
- ✓ .KERATOCONUS SCREENING
- ✓ .ECTASIA SCREENING
- ✓ כל סוגי המפות.
- ✓ מדידה מהירה 0.5 שניות.
- ✓ מדידת זווית, עומק לשכה ופכימטריה.
- ✓ מדידת אברציות.
- ✓ חישובי עדשות השתלה מתקדמים.
- ✓ אפשרות מדידה בכל תנאי תאורה.
- ✓ נמצא בשימוש שרותי בריאות כללית, מכבי, מכון מור, אוניברסיטאות, בתי חולים ומרפאות מובילות נוספות.



לפרטים נוספים : WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



SKYMED



מגוון מכשירי OCT



- ✓ תוצרת OPTOVUE ארצות הברית
- ✓ מגוון דגמים: IVUE 80 , ISCAN-80 , AVANTI , SOLIX
- ✓ מהירות סריקה גדולה במיוחד (120,000 A-SCANS PER SECOND)
- ✓ שטח סריקה גדול במיוחד MM16 .
- ✓ כולל מקטע אחורי ומקטע קדמי .
- ✓ FULL RANGE RETINA .
- ✓ אופציה למצלמת פונדוס .
- ✓ אפשרות ל ANGIO .



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il


אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il






מציגים SKYMED

VISIONIX VX205

מיפוי קרנית מתקדם כולל אבחון מלא לעין יבשה



- ✓ תוצרת איטליה
- ✓ מיפוי באמצעות HR PLACIDO
- ✓ .KERATOCONUS SCREENING
- ✓ תאורת לד כחול לפלורסין.
- ✓ VIDEO KERATOSCOPE לצילומי מקטע קדמי .
- ✓ מדידת BUT כולל תצוגה גרפית .
- ✓ צילום MGD באמצעות מצלמת INFRA RED .
- ✓ מדידת TEAR MENISCUS .
- ✓ מדידת CORNEAL REDNESS .
- ✓ מדידת TEAR OSMOLARITY .
- ✓ קבלת דוח מפורט להערכת העין היבשה.




לפרטים נוספים : WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

נבחרת מנורות סדק מנצחת

Righton MW50D



- ✓ תוצרת Righton יפן . שווק בלעדי ויזיוניקס
- ✓ 5 הגדלות – עד הגדלה 50X
- ✓ תאורת לד חזקה במיוחד .
- ✓ תאורה מובנית . Background illumination .
- ✓ גובה סליט 16 מ מ ופילטר צהוב מובנה .
- ✓ מצלמה מובנית ברזולוציית HD

TAKAGI 30GL/700GL



- ✓ תוצרת TAKAGI יפן .
- ✓ תאורת LED גוון אור חם (מדמה הלוגן) .
- ✓ בינוקולרים בקונברגנציה של 6 מעלות
- המאפשרת ראייה דו עינית נוחה לאורך זמן
- (מתאים גם לבעלי PD קטן) .
- ✓ 2 או 5 הגדלות .
- ✓ הבחירה הרשמית של שרותי בריאות כללית !

vx70 VISIONIX

2, 3 או 5 הגדלות ותאורת LED מבית VISIONIX צרפת.



RODENSTOCK

RSL2500 DIGITAL

5 הגדלות ותאורת LED מבית רודנשטוק .



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

מציגים SKYMED

מנורות סדק תוצרת **TAKAGI** יפן




מנורות סדק 30GL / 700GL

- ✓ תאורת LED
- ✓ עיצוב ייחודי ללא כבלים גלויים .
- ✓ TABLE TOP אינטגרלי .
- ✓ BACKGROUND ILLUMINATION מובנה.
- ✓ גוון אור חם (מדמה הלוגן) .
- ✓ גובה סדק גדול במיוחד (14 מ"מ) .
- ✓ בינוקולרים בקונברגנציה של 6 מעלות
- המאפשרת ראייה דו עינית נוחה לאורך זמן (מתאים גם לבעלי PD קטן) .
- ✓ 2 או 5 הגדלות .

מערכת צילום TD10

- ✓ מערכת אינטגרלית USER FRIENDLY .
- ✓ רזולוציית ULTRA HD - 10.7 מיליון פיקסלים .
- ✓ רזולוציה מדהימה . מאפשרת לצלם תאי אנדותל ב LIVE VIEW (תוכנה אופציונאלית) .



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il




מציגים SKYMED

RODENSTOCK RSL2500 DIGITAL

מנורת סדק עם מערכת צילום מובנית



- ✓ מנורת סדק איכותית מבית רודנשטוק.
- ✓ אופטיקה מצויינת.
- ✓ תאורת LED.
- ✓ 5 הגדלות אופטיות.
- ✓ פילטרים מובנים.
- ✓ מערכת ארגונומית.
- ✓ מערכת צילום מובנית ברזולוציה גבוהה.
- של 5 MEGA PIXEL.
- ✓ יציאת HDMI ישירה.
- ✓ יבוא בלעדי לישראל.



לפרטים WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il


רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



מנורת סדק MW50D *Righton*



- ✓ תוצרת Righton יפן .
- ✓ VISIONIX משווק בלעדי בעולם .
- ✓ 5 הגדלות – עד הגדלה 50X
- ✓ תאורת לד חזקה במיוחד .
- ✓ Background illumination מובנית .
- ✓ גובה סליט 16 מ.מ .
- ✓ פילטר צהוב מובנה .
- ✓ סנטריה ומצחיה אינטגרליות .
- ✓ ללא כבלים גלויים .
- ✓ אופציה למצלמה מובנית ברזולוצית HD .
- ✓ סקיימד – יבואן בלעדי לישראל .




לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



- ✓ דגם
- ✓ גודל 23.6 אינץ'
- ✓ מגוון גדול של בדיקות לילדים .
- ✓ אנימציות וסרטונים לילדים (כולל סאונד)
- ✓ שלט רחוק אינטואיטיבי .
- ✓ ניתן לתכנות מהלך בדיקה קבוע מראש.
- ✓ קיים ב LINEAR POLARIZED
- ✓ קיים ב CIRCULAR POLARIZED
- ✓ לבדיקה בכל נקודת מבט .
- ✓ שליטה באמצעות טאבלט (אופציונאלי)
- ✓ מגוון גדול שך בדיקות דו עיניות .
- ✓ בדיקות CONTRAST .
- ✓ אישיהרה מובנה .
- ✓ בדיקות לנוירו אופתלמולוגיה .
- ✓ הבחירה הרשמית של שרותי בריאות כללית !



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

מציגים SKYMED

VX 40
Lensmeter


לנסמטר מהפכני כולל מיפוי עדשות

מוצר בלעדי תוצרת **VISIONIX** ישראל



- ✓ פיתוח וייצור ישראלי.
- ✓ מדידת 1500 נקודות על העדשה.
- ✓ טכנולוגיית WAVE FRONT.
- ✓ מדידה מלאה בלחיצת כפתור (L+R)
- ✓ קבלת סטיות פריזמתיות H+V באופן אוטומטי.

- ✓ יכולת מיפוי עדשות חד מוקדיות ומולטיפוקליות.
- ✓ יכולת השוואה בין עדשות של יצרנים שונים.
- ✓ מאפשר שדרוג מכירת עדשות חד מוקדיות ומולטיפוקליות ללקוח.
- ✓ WIFI מובנה.



לפרטים נוספים : WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות : רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

רופאים ובתי חולים : צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



מציגים SKYMED

VX 65
Phoropter

פורפטר דיגיטלי היברידי

מוצר ייחודי וחדשני תוצרת **VISIONIX**



- ✓ שליטה סימולטנית ייחודית באמצעות CONTROL PANEL או TABLET!
- ✓ מעבר קל ואינטואיטיבי מרפרקציה אנלוגית לרפרקציה דיגיטלית.
- ✓ פאנל שליטה ארגונומי
- ✓ מגוון אפשרויות ואופציות מובנות.
- ✓ אפשרות תכנות והתאמה אישית.
- ✓ שליטה מובנית במסך דיגיטלי,
- חיבור ישיר ואינטגרציה עם מגוון מכשירי מדידת רפרקציה.
- ✓ אפשרות לשליטה מרחוק.
- ✓



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



מציגים SKYMED

אוטורפרקטומטר פדיאטרי נייד



plusoptix A12
eye·vision·technology

- ✓ בדיקת ילדים ותינוקות ללא התערבות ורבליית.
- ✓ ללא צורך בהרחבת אישונים.
- ✓ בדיקה בינוקולרית (מדידה סימולטנית של שתי העיניים).
- ✓ איתור פזילה.
- ✓ ניידות מלאה.
- ✓ מדידה ממרחק 1 מטר.
- ✓ מהירות בדיקה חצי שניה.
- ✓ אישור FDA ו-CE.
- ✓ נמצא בשימוש קליני ואופטומטרי נרחב.
- ✓ בעל יעילות מוכחת - נבדק מחקרית.
- ✓ תוצרת גרמניה.



לפרטים נוספים : WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



CureSight / EyeSwift PRO

EyeSwift® PRO



מכשיר ה EyeSwift פותח ומיוצר על ידי חברת NovaSight הישראלית . המכשיר משתמש בטכנולוגיית Eye tracking מתקדמת, בשילוב משקפיים מיוחדים לסגירת עיניים (מתבצעת בצורה אלקטרונית) . תוך כדי מעקב על תנועות העיניים של הפצינט , ניתן לקבל אבחנה מדויקת ואובייקטיבית , במספר שניות, ומדידות חד ודו עיניות שונות. מהנבדק נדרשת קואופרטיביות מינימלית : על הנבדק להביט באנימציות קצרות ומהנות , ותוך כדי הצפייה מתבצע אבחון מלא . עובדה זו הופכת את המכשיר אידיאלי לילדים.

CureSight™



CureSight™ הינו מכשיר מאושר FDA , שמבצע באמצעות מערכת המבוססת על טכנולוגיית עקיבת עיניים , טיפול פדיאטרי דו עיני בילדים בין הגילאים 4-9 , הסובלים מאמבליופיה . הטיפול נועד לשפר את חדות הראיה ואת הראיה הדו עינית . עד כה מערכת ה CureSight™ הינה היחידה שהוכחה כשוות ערך ואף יותר לטיפול המסורתי באמצעות רטיה. יתרון משמעותי ביחס לרטיה מתבטא בהשגת שיתוף פעולה מצד הילד , וללא מגבלות חברתיות שלרוב נלוות לסגירה באמצעות רטיה.

לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

מציגים SKYMED

Righton RETINOMAX 5



retinomax
series

- ✓ תוצרת Righton יפן .
- ✓ מכשיר נייד עם סוללות נטענות .
- ✓ אוטורפרקטומטר וקרטומטר מהיר ומדוייק .
- ✓ 4 דגמים – עם מסך או עם עינית . עם או בלי קרטומטריה .
- ✓ מצב תאורה מיוחד לילדים .
- ✓ מאפשר בדיקה בשכיבה למוגבלים וילדים .
- ✓ מדידה אוטומטית / ידנית .
- ✓ מדידה באישון צר החל מ 2.3 מ"מ .
- ✓ תחנת עגינה ומדפסת אלחוטית .
- ✓ ניתן להזמין גם ללא קרטומטר .
- ✓ קל משקל .
- ✓ GOLD STANDARD .
- ✓ סקיימד – יבואן בלעדי לישראל .



לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



R RODENSTOCK FundusScope



- ✓ מערכת עקיבה אוטומטית
- ✓ פוקוס אוטומטי
- ✓ מדידה אוטומטית Touch&go
- ✓ Non mydriatic fundus camera
- ✓ מדידה מלאה ב 15 שניות .
- ✓ שדה של 45 X 45 מעלות.
- ✓ רזולוציה של 12M פיקסל .
- ✓ 9 נקודות פיקסציה
- ✓ אפשרות ליצירת מודל מורחב (מוזאיקה)
- ✓ מערכת הפעלה WIN 10.
- ✓ ידידותי למשתמש.

AMD



Glaucoma



Diabetic Retinopathy



WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il


מציגים SKYMED

n e x y FUNDUS CAMERA

תוצרת חברת **next sight** איטליה



- ✓ מצלמה רובוטית משוכללת . בדיקה מלאה
- ✓ בלחיצת כפתור
- ✓ רזולוציה ואיכות תמונה גבוהות ביותר.
- ✓ שדה של 45 מעלות (90 במוזאיקה) .
- ✓ קטנה וקומפקטית . ניתן לנייד בקלות.
- ✓ ניתן למקם בצמוד לקיר לחיסכון במקום
- ✓ אפשרות להעלאת התמונות לענן ייחודי
- ✓ וצפיה מכל מקום. כולל טבלטים וסלולרי .
- ✓ תמיכה מרחוק.
- ✓ מותאמת לסקרינינג ובדיקת חולי סכרת
- ✓ פלטפורמת טלמדיסין משוכללת.
- ✓ מבוסס בינה מלאכותית. (אופציונאלי)
- ✓ אפשרות לפיענוח מרחוק ועבודה בשיתוף
- ✓ פעולה רופא-אופטומטריסט.



WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il


אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



HEINE מכשור דיאגנוסטי



- ✓ תוצרת גרמניה .
- ✓ איכותי ביותר .
- ✓ תאורת לד ייחודית ללא שוליים מטושטשים .
- ✓ מערכת אופטית מובילה .
- ✓ 5 שנות אחריות!!!
- ✓ מגוון פתרונות בלעדיים לרופא ולאופטומטריסט.
- ✓ חברת סקיימד - יבואן רשמי לישראל !



WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il


אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

עמדות בדיקה איכותיות ומעוצבות .

- ✓ מגוון פתרונות לשניים או שלושה מכשירים .
- ✓ מנגנון הרמה חשמלי לשולחן ולכסא לכוונון מהיר .
- ✓ אפשרות לנעילת השולחן בכל מיקום .
- ✓ פתרונות יחודיים לכסא גלגלים .
- ✓ אפשרות לפתיחה ימין או שמאל .
- ✓ מגירה לעדשות ומסגרת בדיקה .
- ✓ שליטה נוחה בהישג יד, מהשולחן או מפנל שליטה .
- ✓ מגוון עצום של שילובי צבעים .
- ✓ מידות קומפקטיות לחדרים קטנים .



DURU -II



DURU -III



YRT-2000



YRT-1000



WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות : רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

רופאים ובתי חולים : צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

עמדות בדיקה וריהוט ממבחר חברות



65AG EXCELLENCE



EXCLUSIVE SC



65HS MASTER 4+



Vx 2200/2200H

עמדות בדיקה איכותיות במגוון עיצובים ודגמים

- ✓ מגוון פתרונות ל 2, 3, 4 מכשירים
- ✓ מנגנון הרמה חשמלי והידראולי למשקלים גבוהים .
- ✓ אפשרות לנעילת השולחן בכל מיקום .
- ✓ פתרונות יחודיים לכסא גלגלים .
- ✓ אפשרות לפתיחה ימין או שמאל .
- ✓ אפשרות למגירה מובנית לעדשות .
- ✓ מגוון שילובי צבעים .



PRO 500



אופטיקה ורשתות : רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

רופאים ובתי חולים : צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

מערכת אולטראסאונד מודולרית UD-800

תוצרת TOMEY יפן



- ✓ מערכת B-SCAN מודולרית
- ✓ HIGH RESOLUTION
- ✓ אפשרות ל DATA BASE פנימי
- ✓ 40Mhz UBM אופציונאלי
- ✓ A-SCAN אופציונאלי
- ✓ PACHYMETRY אופציונאלי
- ✓ קטן קומפקטי וקל לניוד
- ✓ תוכנה קלה לשימוש
- ✓ מדידות גודל וחישובי שטח
- ✓ מערכת אמינה עם נסיון מוכח

מערכת A-SCAN ניידת AL-4000

תוצרת TOMEY יפן



- ✓ מערכת A-SCAN מודולרית למדידת אורך אקסיאלי
- ✓ קומפקטי ונייד עם סוללות נטענות או חיבור לחשמל
- ✓ PACHYMETRY אופציונאלי למדידת עובי קרנית
- ✓ אפשרות עבודה ב CONTACT או IMMERSION
- ✓ תוכנה קלה לשימוש

לפרטים נוספים : WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

מציגים SKYMED

ביומטר אופטי TOMEY OA-2000

עכשיו בגרסת פרמיום הכוללת את - BARRETT UNIVERSAL 2 !!!

UNABLE TO MEASURE MATURE CATARACT?

NOT ANYMORE!



ביומטר אופטי מהפכני תוצרת TOMEY יפן.

✓ חדש: BARRETT - בגרסת פרמיום

בלבד (ניתן לשדרג מכשירים קיימים).

✓ אין צורך לבזבז זמן מיותר על

IMMERSION ו-U.S.

✓ מאפשר מדידה של 99% מכל סוגי

הקטרקט כולל קטרקט דחוס.

✓ משתמש בטכנולוגיית-

✓ SWEPT SOURCE OCT המאפשרת

קריאה מהירה וחדירה של קטרקט דחוס.

1250 קריאות בשניה!

✓ בשימוש מרפאות ובתי חולים מובילים

בישראל.


✓ SIGNAL TO NOISE RATIO גבוה

ביותר לדיוק מירבי.

✓ מיפוי קרנית לקרטומטריה. מדוייקת

✓ מערכת עקיבה המאפשרת מדידה

אוטומטית בלחיצת כפתור !!!



TOMEY
TECHNOLOGY AND VISION

**OPTICAL BIOMETRY
CAN BE THAT GOOD!**



IOL Calculation in 40 sec.

לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL


רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il



גרמניה A.R.C. לייזרים לרפואת עיניים LASER

1064nm QLAS



- ✓ TRISPOT FOCUS SYSTEM לעבודה מדויקת.
- ✓ נמצא בשימוש קופת חולים כללית, אסותא ומכון מור.
- ✓ אמין ביותר.
- ✓ מנורת סדק איכותית תוצרת A.R.C גרמניה.
- ✓ תאורה היברידית LED + הלוגן.

532nm CLASSIC "ירוק"



- ✓ מורכב על HAAG STREIT BQ900.
- ✓ מדויק ביותר.
- ✓ אפשרות עבודה ב- ENDO ועם אינדיירקט.
- ✓ KEELER בניידות מלאה לחדר ניתוח.
- ✓ COAXIAL SYSTEM (אין צורך במיקרומניפולטור).
- ✓ נמצא בשימוש קופת חולים כללית.

לייזר לגלאוקומה CITO SLT



- ✓ FULLY COAXIAL.
- ✓ מאפשר לעבוד ללא הפרעה של מנורת הסדק.
- ✓ REP RATE 1 HZ.
- ✓ מהיר ואמין.

12W – 8W 980/810nm FOX – DIODE LASER



- ✓ גלאוקומה - TRANS SCLERAL.
- ✓ (CPC) CYCLOPHOTOCOAGULATION – מיקרופולס!
- ✓ אוקולופלסטיקה - DCR.
- ✓ ENDO.

1060nm – CO2 LASER



- ✓ ללאוקולופלסטיקה, ENT, DERMATOLOGY וגניקולוגיה.

WWW.SKYMED.CO.IL לפרטים נוספים:

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

briot
Couture


מכונת החיתוך המתקדמת בעולם

- ✓ טכנולוגיית Smart Design 2.0 - מאפשרת סריקה, חיתוך וכרסום של צורות מיוחדות ומורכבות. עד בסיס 12 !
- ✓ מערכת שינוי צורה מתקדמת
- ✓ מיפוי עדשות בזמן אמת בטכנולוגיית WAVE FRONT
- ✓ זיהוי אוטומטי של סימוני לייזר בעדשות פרוגרסיביות
- ✓ סורק בעל מצלמה משוכללת בטכנולוגיית GraviTech® .
- ✓ מסך מגע גדול עם פאנל שליטה, המאפשר גישה ישירה לכל הפעולות .
- ✓ תוכניות מיוחדות למשקפי שמש קמורות וספורט (RUDY) ואפשרות קידוח בזוויות מיוחדות ומורכבות .
- ✓ מערכת תלת מימד 3D FIT להדמיה מושלמת טרם החיתוך , לזיהוי נקודות כשל ודגשים לזהירות בעת ההרכבה במסגרת .
- ✓ "השלמת עדשה שבורה"
- ✓ ביצוע עבודת פריזמות באופן אוטומטי לחלוטין.
- ✓ אפשרות למדידת זווית פנורמית, פנטוסקופית.
- ✓ מערכת סנסורים TORQUE MONITOR SYSTEM לחלוקת מומנט דינמית למניעה אפשרית של סיבוב ה AXIS והחלקה של העדשה.
- ✓ אפשרות לסריקה למעבדה מרוחקת , וקישור בין חנויות.
- ✓ עשרות לקוחות מרוצים בישראל !



המכונה הטובה בעולם. נקודה!


מיפוי עדשות LIVE VIEW



מערכת שינוי צורה וחיתוך מיוחד



מדידת זווית פנטוסקופית




לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il


רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

מערכת תלת מימד מתוככמת להדמיית חיתוכים מיוחדים לעבודה מושלמת
 במשקפי שמש ועדשות קמורות , בבסיסים מיוחדים .




מערכת לאיתור והדמיית נקודות סיכון
 לעדשה ולמסגרת בעת החיתוך
 וההרכבה

TORQUE MONITOR SYSTEM
 למניעת החלקה ונזק לעדשה



briot
 Couture



אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



מציגים SKYMED

WECO INDUSTRIAL LINE

קו מכונות החיתוך והסורקים המתקדם בעולם



תוצרת WECO צרפת. קו תעשייתי HEAVY DUTY, מותאם במיוחד לסריקה וחיתוך אינטנסיביים.

- ✓ טכנולוגיית *Smart Design 2.0* - מאפשרת סריקה, חיתוך וכרסום של צורות מיוחדות ומורכבות.
- ✓ מערכת שינוי צורה מתקדמת,
- ✓ מיפוי עדשות בזמן אמת בטכנולוגיית WAVE FRONT.
- ✓ זיהוי אוטומטי של סימוני לייזר בעדשות פרוגרסיביות.
- ✓ סורק בעל מצלמה משוכללת בטכנולוגיית *GraviTech®*.
- ✓ מסך מגע גדול עם פאנל שליטה, המאפשר גישה ישירה לכל הפעולות.
- ✓ תוכניות מיוחדות למשקפי שמש קמורות וספורט (RUDY) ואפשרות קידוח בזוויות מיוחדות ומורכבות.
- ✓ אפשרות לסריקה למעבדה מרוחקת, וקישור בין חנויות.

לפרטים נוספים: WWW.SKYMED.CO.IL

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il


רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il



מגוון אביזרים אופתליים ואופטיים תוצרת STEREO OPTICAL ו LUNEAU



מסגרות OCULUS מקוריות



ספרי אישירה



סרגלי פריזמות



בדיקות סטריאופסיס



סרגלי עדשות לרטינוסקופיה



מזוודות עדשות



ציוד למעבדת חיתוך



נייר לסנטריה



PRESS ON PRISM

WWW.SKYMED.CO.IL לפרטים נוספים:

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

מקלוני פלורסאין

Fluoro Touch

Fluorescein Strips



- ✓ מאושר על ידי משרד הבריאות!!
- ✓ פתיחה נוחה .
- ✓ מרוכז .
- ✓ בשימוש כל הקופות ובתי החולים.
- ✓ מגיע באריזות של 100 ו 300.
- ✓ סטרילי (כל יחידה ארוזה בנפרד).
- ✓ תוקף ארוך .

Tear Touch

Schirmer Strips



Rose Touch

Rose Bengal Strips



Green Touch

Lissamine Green Strips



WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il

אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

קו מוצרים מתכלים, נרחב וייחודי לרפואת עיניים

a1 medical

A1 MEDICAL – כלים מיקרוכירורגיים



מבחר מקביל לKATENA.

תוצרת גרמניה, ייצור מוקפד באיכות גבוהה.

מגוון גדול מאד, נותן מענה לכל התחומים והצרכים.

מגוון כלים בפיתוח בלעדי.

מחיר תחרותי.

SURGITRAC – כלים מיקרוכירורגיים חד פעמיים

כלים כירורגיים לשימוש חד פעמי

מגוון גדול במחיר אטרקטיבי.



TECFEN - סכינים וטרפינים

מגוון מוצרים ייחודיים ואיכותיים תוצרת ארה"ב

מגוון גדול של סכינים וטרפינים בגדלים מיוחדים

פלאגים PRELOADED, EYE SHIELD, קנולות

מיוחדות, TANO DUSTED SCRAPER ועוד.

MIMS®

A Minimal invasive & Stent-less Treatment

Glaucoma Innovation



פרוצדורה ייחודית לגלאוקומה, באמצעות מכשיר

חדשני, ללא סיבוכים מיותרים. יצירת פתח

ניקוז קבוע, ללא צורך בשתל. ניתן לשלב בצורה

נוחה כחלק ממהלך ניתוח הקטרקט. פיתוח

ישראלי!

מנהל קו מוצרים לחדר ניתוח ואספקה רפואית

קרייג בראון 058-7713008 craig@skymed.co.il



קו מוצרים מתכלים נרחב וייחודי לרפואת עיניים



STERIMEDIX[®]
ophthalmic

קנולות – STERIMEDIX

קנולות איכותיות תוצרת אנגליה . מלאי גדול וזמין , נפוץ מאד בבתי החולים בישראל .

פרובים ללייזר

ניתן להתאים לכל סוגי המכשירים הקיימים, בכל המידות . קיימת אופציה לקצה גמיש ומתכוונן.




כלים חד פעמיים לניתוחי רשתית VORTEX

תוצרת ארצות הברית . מגוון רב של אפשרויות . איכות מעולה .



קשתית מלאכותית HUMAN OPTICS

קשתית מלאכותית, תוצרת גרמניה ייצור מדויק המותאם לעין השנייה



HUMANOPTICS
DR. SCHMIDT HIGH DEFINITION IMPLANTS

סקינים - SURGILAB

סקינים חד פעמיים תוצרת שוויץ במגוון מידות וסוגים. ELECTRO-POLISHING ליטוש מיוחד מבטיח חדות גבוהה ביותר .



מנהל קו מוצרים לחדר ניתוח ואספקה רפואית

קרייג בראון 058-7713008 craig@skymed.co.il



קו מוצרים מתכלים נרחב וייחודי לרפואת עיניים



Opticlear
Ophthalmic Lenses

עדשות דיאגנוסטיות מסוגים שונים


עדשות עשויות זכוכית, עם טבעת מתכת להגנה בפני שריטות, ולעמידות גבוהה לאורך זמן.



The future of vision

שתלים ייחודיים תוצרת AJL ספרד

שתלים לרשתית – MACULAR BUCKLE
טבעות FERRARA | INTACS לטיפול בקרטוקונוס
משקולות זהב לעפעף לאוקולופלסטיקה
SILICON OIL
מגוון מוצרים נרחב לאוקולופלסטיקה.



תיקון ידיות Phaco

התיקון מבוצע בארצות הברית שיפוץ מלא של הידית כולל החלפת כל החלקים הנעים עם אחריות לחצי שנה.
ניתן לתקן ידיות של סטלריס ואלקון.

ועוד מגוון גדול של מוצרים מתכלים, ורב פעמיים לתחום הכירורגי.

מנהל קו מוצרים לחדר ניתוח ואספקה רפואית

קרייג בראון 058-7713008 craig@skymed.co.il



SKYMED

מגוון ציוד אופתלמי למרפאות עיניים וחנויות אופטיקה



 **TOMEY**

כולל ALL IN ONE MR-6000
רפרקציה, לחץ, מיפוי קרנית
ואבחון לעין יבשה.



 **OPTOVUE**

SOLIX. OCT למקטע קדמי
ואחורי, כולל ANGIO.
FULL RANGE OCT



 **VISIONIX**

VX650. מכשיר משולב 13ב1
כולל רפרקציה, לחץ תוך
עיני, מיפוי קרנית, פונדוס ועוד



 **TAKAGI**

30GL/700GL מנורת סדק
איכותית תוצרת יפן.
מערכת צילום אופציונאלית.



 **Righton**

RETINOMAX SCREEN
אוטורפרקטומטר נייד
המדוייק בעולם.



 **FRASTEMA**
ophthalmic equipments

עמדות בדיקה ממבחר
חברות. מגוון גדול.

WWW.SKYMED.CO.IL

רופאים ובתי חולים: צחי קמחי 050-7999878 tzah@skymed.co.il
אופטיקה ורשתות: רהב בינדר 054-3484023 rahav@skymed.co.il

